

Спецификация PUROXID[®] Aseptic

PUROXID[®] Aseptic

Перекись водорода асептическая степень упаковки для использования в технологии травления

Свойства	прозрачная бесцветная жидкость	
Содержание H₂O₂ в % по массе	35.3 +/- 0.3	KCBV 42.22 Refractive Index
Массовая доля нелетучего остатка		
мг/л	max. 150	KCBV 45.25 Evaporation 105 °C
pH скорректированный		
	2.5 – 3.5	KCBV 42.27 ISO/DIS 7160
Стабильность		
Разложение		
степень в %	max. 2	KCBV 42.24 Gasometric 96 °C 2 h
Нитраты		
мг/л	max. 30	KCBV 42.28 IC
Фосфаты		
мг/л	max. 60	KCBV 42.28 IC
Хлорид		
мг/л	max. 0.5	KCBV 42.28 IC
Железо		
мг/л	max 0.05	ICP

Puroxid Aseptic рекомендуется использовать для разливных машин Tetra Brik Aseptic (TBA), сертификат предоставляем по требованию.

Puroxid Aseptic соответствует стандартам питьевой воды EN 902 и Европейской Фармакопеи European Pharmacopoeia (EP).

Kemira Chemicals B.V. сертифицировала свою деятельность согласно ISO 9001 и ISO 14001.